



安全

简单

省心和放心



## 控制食品工业生产加工区的微生物环境

- 提高安全性
- 减少产品回收

Air

ISO 14698  
Validated

Surfaces

ISO 18593  
Compliant

## Air IDEAL®: "洁净"室的空气控制

- **按照ISO14698标准的采集有效性:**  
高采集率结合高生物效能水平(100%回收>5µm的颗粒: 物理效率)。
- **方便性:**  
容易携带,非常轻,软件操作简单,空气流速可重复。

设备	
Ref. 96302	airIDEAL 3P™ 采样器适用于90ml平板
Ref. 96303	airIDEAL 3P™ 采样器适用于65ml平板

其它附件	包装
Ref.96309 用于90mm平板的采样隔网	
Ref.96304 用于65mm平板的采样隔网	
Ref.96308 铝制三角架与适配器	
Ref.96311 Bi-BOX™, 收集、运送和培养10×90mm平板的无菌盒	10个/盒
Ref.96301 Bi-BOX™, 收集、运送和培养10×65mm平板的无菌盒	10个/盒

培养基	包装
Ref.43011 胰酶大豆琼脂	20个平板/盒
Ref.43555 沙保弱葡萄糖琼脂	20个平板/盒
Ref.43596 沙保弱葡萄糖氯霉素琼脂	20个平板/盒

生物梅里埃同时也有适合保护性环境的培养基产品范围。

## 稳定及有效的培养基

- **成品培养基的优点源于:**
  - 生物梅里埃的经验及专业知识(原材料的选择, 生产过程……)。
  - ISO9001认证的保证。
  - 由一个独立的官方组织(AFAQ AFNOR Certification )所做的ISO/TS11133-2评估的可靠性。
- **经过检验的稳固性:**  
稳定性研究是实时进行热冲击试验, 以应对有可能偶然会碰到的极端温度变化。



## 食品工业生产工厂的环境微生物控制: 生物梅里埃解决方案

**安全**

采样的标准化+培养基的性能确保结果的可靠性。生产单位的环境微生物控制减少了污染的风险, 因此减少了废弃成品。

**简单**

符合人体工程学的设备及耗材更方便采样及提携。

**省心和放心**

我们的产品使您的工作和ISO标准完全一致。

梅里埃诊断产品(上海)有限公司  
上海市黄浦区广东路689号  
海通证券大厦2802-05室  
邮编: 200001  
电话: (021) 5115 9355  
传真: (021) 5115 9455

生物梅里埃中国有限公司  
电话: (852) 2356 7033  
传真: (852) 2330 2085  
北京办事处  
电话: (010) 6515 6963  
传真: (010) 6515 6993

华南办事处  
广州办事处  
电话: (020) 8762 7010  
传真: (020) 8762 7015  
成都办事处  
电话: (028) 8620 2052  
传真: (028) 8620 2051

## Count-Tact®: 表面控制

- **采样可靠:**  
Count-Tact接种器是按照ISO18593标准将表面采样的时间及压力标准化。
- **安全运送:**  
Count-Tact平板固定系统的原理是限制了偶然打开的风险-无菌Bi-Box可用于同时运送及培养10个Count-Tact平板。
- **遵照标准杀菌剂, 最优化Count-Tact平板的营养成份。**
- **适合食品工业的需求的完整的Count-Tact平板的范围:**  
• 细菌总数 • 肠杆菌科 • 酵母菌/霉菌

设备	
Ref.96300	Count-Tact接种器

其它附件	包装
Ref.96301 Bi-BOX™, 收集、运送和培养10×65mm平板的无菌盒	10个/盒

培养基	包装
Ref.43501 Count-Tact(细菌总数)平板	20个平板/盒
Ref.43781 Count-Tact VRBG(肠杆菌科)平板	20个平板/盒 <b>NEW</b>
Ref.43791 Count-Tact YGC(酵母菌/霉菌)平板	20个平板/盒 <b>NEW</b>



**BIOMÉRIEUX**  
INDUSTRY